

Patienteninformation zur Prothesenpflege

Liebe Patientin, lieber Patient!

Um diese Prothese möglichst lange funktionstüchtig zu erhalten ist eine sorgfältige Pflege erforderlich.

Deshalb beachten Sie bitte folgende Hinweise:

1. Nach jeder Mahlzeit die Prothese und den Mund ohne Prothese spülen.
2. Täglich mindestens einmal, in jedem Fall abends, die Prothese mit Zahnbürste/Handbürste und Geschirrspülmittel gründlich reinigen. Eine speziell geformte Prothesenbürste kann dabei besonders hilfreich sein.
3. Besonders die Zahnzwischenräume und die Protheseninnenflächen, die der Schleimhaut anliegen, einige Minuten lang sorgfältig bürsten.
4. Achten Sie beim Reinigen besonders auf das Säubern der Teile, die Kontakt mit den noch vorhandenen Zähnen oder der Schleimhaut haben.
5. Nach dem Bürsten die Prothese unter fließendem Wasser abspülen.
6. Vergessen Sie nicht, die noch vorhandenen eigenen Zähne/Implantate im Mund rundherum sorgfältig zu reinigen, denn Ihre Zähne/Implantate gewährleisten Ihnen einen guten Prothesenhalt.
7. Totalprothesen sollten nachts nicht getragen werden sondern in frischem Wasser aufbewahrt werden.

Um Schaden zu vermeiden beachten Sie bitte:

- Zur Entfernung von Belag am Zahnersatz ist das Einlegen der Prothese in eine Reinigungslösung unzureichend.
- Die Prothese auf keinen Fall mit alkoholischen Lösungen reinigen oder in diese legen.
- Die Prothese nie mit heißem Wasser reinigen oder gar auskochen.
- Die Ränder der Kunststoffverblendungen an Doppelkronen sind sehr empfindlich. Bitte achten Sie darauf, dass diese nicht beschädigt werden.

- Leider lagern sich an den glatt-poliereten Oberflächen aus Kunststoff leicht Beläge an. Hartnäckige Verfärbungen lassen sich oft nur durch professionelle Hilfe durch den Zahntechniker mit speziellen Reinigungslösungen entfernen. Vermeiden Sie in jedem Fall durch ungeeignete Hilfsmittel ein zusätzliches Aufrauen der Oberfläche. Besser ist es, in regelmäßigen Abständen die Hilfe des zahntechnischen Labors in Anspruch zu nehmen.

Damit Ihr Zahnersatz möglichst lange funktionstüchtig bleibt, empfehlen wir Ihnen deshalb unser Prophylaxeprogramm zur Gesunderhaltung der Pfeilerzähne/Implantate in halbjährlichen Abständen und eine jährliche Prothesengrundreinigung im zahntechnischen Labor.

Beachten Sie diese Hinweise werden Sie lange an einen sauberen und ästhetisch wirkenden, funktionstüchtigen Zahnersatz Freude haben.

Wenn Sie weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!